



ХИМРЕАКТИВСНАБ

А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ

Шприцевые насадки состоят из полипропиленового корпуса и заключённого в него мембранного фильтра.

Применение: предназначены для удаления частиц и микроорганизмов из жидкостей и газов.



Материал	Размер пор (мкм)	Диаметр (мм)
Смешанные эфиры целлюлозы с сеткой	0,1; 0,22; 0,45; 0,65; 0,8; 1,0; 3,0; 5,0; 10,0	4; 13; 25; 33; 50
Ацетат целлюлозы (АЦ)	0,1; 0,22; 0,45; 0,65; 0,8; 1,0; 3,0; 5,0; 10,0	4; 13; 25; 33; 50
Регенерированная целлюлоза (РЦ)	0,22; 0,45	13; 25; 33
Нейлон	0,1; 0,22; 0,45; 0,65; 0,8; 1,0; 3,0; 5,0; 10,0	4; 13; 25; 33; 50
Политетрафторэтилен (ПТФЭ)	0,1; 0,22; 0,45; 0,65; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0	4; 13; 25; 33; 50
Полиэфиросульфон (ПЭС)	0,1; 0,22; 0,45; 0,65; 0,8; 1,0; 1,2; 3,0; 5,0	4; 13; 25; 33; 50
Поливинилиденфторид (PVDF)	0,1; 0,22; 0,45; 0,65; 0,8; 1,0; 3,0; 5,0	4; 13; 25; 33; 50
Стекловолокно	0,7; 1,0	13; 25; 33; 50
Полипропилен	0,22; 0,45; 1,0; 3,0; 5,0	4; 13; 25; 33; 50

Мембранные фильтры

Представляют собой диски из различного мембранного полотна, имеют гладкую поверхность, высокую пористость и однородную микропористую структуру.

Применение: используются для напорной и вакуумной фильтрации на производствах и в лабораториях.



Артикул	Размер пор (мкм)	Диаметр (мм)
Смешанные эфиры целлюлозы	0,22; 0,45; 0,65; 0,8; 3,0; 5,0	13; 25; 47; 50; 60; 90; 142; 293
Смешанные эфиры целлюлозы с сеткой	0,22; 0,45; 0,8	13; 25; 28; 47; 50
Ацетат целлюлозы (АЦ)	0,22; 0,45; 1,0; 5,0	13; 25; 47; 50; 60; 90; 142; 293
Нитрат целлюлозы (НЦ)	0,22; 0,45; 3,0; 5,0; 8,0	13; 25; 47; 50; 90
Регенерированная целлюлоза (РЦ)	0,22; 0,45	13; 25; 47; 90; 142
Нейлон	0,1; 0,22; 0,45; 0,8; 3,0; 5,0	13; 25; 47; 50; 60; 90; 142; 293
Политетрафторэтилен (ПТФЭ) гидрофобный	0,1; 0,22; 0,45; 5,0	13; 25; 47; 50; 60; 90; 142
Политетрафторэтилен (ПТФЭ) гидрофильный	0,1; 0,22; 0,45; 1,0; 5,0	13; 25; 47; 50; 60; 90; 142
Полиэфирсульфон (ПЭС)	0,1; 0,22; 0,45; 0,65; 0,8; 1,0; 3,0; 5,0	13; 25; 47; 50; 60; 90; 142
Поливинилиденфторид (PVDF)	0,22; 0,45	13; 25; 47; 50; 60; 90; 142; 293
Стекловолокно без связующих	1,2; 1,6	13; 25; 47; 50; 60; 90; 142
Стекловолокно со связующими	0,7	13; 25; 47; 50; 60; 90; 142
Полипропилен	0,22; 0,45; 1,0; 5,0	13; 25; 47; 50; 60; 90; 142; 293

Целлюлозные фильтры

Применение: фильтры применяются в качественных аналитических методиках обнаружения и определения различных компонентов, а также в количественных методиках – гравиметрическом анализе, подготовке проб для инструментальных методов исследований и т.д.

Назначение	Соответствие линейки Whatman	Диаметр (мм)
Для качественного анализа	Grade 1	45; 47; 50; 55; 70; 90; 110; 125;
	Grade 2	150; 180; 185; 200; 220; 240;
	Grade 4	250; 270; 300; 320; 350; 380;
	Grade 5	400; 450; 600
	Grade 6	
Для количественного анализа	Grade 40	70; 90; 110; 125; 150; 180
	Grade 41	
	Grade 42	
	Grade 43	
	Grade 44	